

El blanqueamiento posterior a la higiene, ahora es un tratamiento al alcance de todos

Por Dra. Chiara Lorenzi, Dra. A. Genovesi

Es fascinante notar cómo un leve cambio del color de los dientes ilumina todo el rostro de quien decide realizar un tratamiento de blanqueamiento dental. Si bien por un lado las leyes europeas han introducido limitaciones en el uso de altos porcentajes de peróxido y han dispuesto que solo los profesionales están autorizados a usarlo, por el otro la demanda estética y cosmética registra un constante aumento. Cada vez más pacientes quieren mejorar su sonrisa, incluso aquellos que hasta ahora eran considerados no idóneos para el tratamiento de blanqueamiento. Los cambios de estilo de vida —tenemos cada vez menos tiempo libre— y la prolongación de la edad promedio que comporta la presencia de retracciones y obturaciones o prótesis que no cambian de color con el simple blanqueamiento, requieren intervenciones particulares que el paciente no siempre está dispuesto a enfrentar. Por este motivo, la industria está tratando de satisfacer las exigencias de los pacientes y de las nuevas normativas, introduciendo productos estudiados cada vez menos agresivos, aptos para todas las necesidades.

INFORME DE CASO

Se ha presentado un paciente de 34 años, fumador (2 cigarrillos al día), con buena salud sistémica y sin ninguna sintomatología odontológica. Su visita al consultorio era para la higiene periódica pero, como sucede cada vez más, solicitó mejorar el color del esmalte para que su sonrisa fuera más luminosa.

Durante el examen objetivo, se evidencian algunas pequeñas retracciones y abrasiones que no se tratarán durante un eventual blanqueamiento, por lo tanto, realizamos la higiene de mantenimiento. Al finalizar, explicamos al paciente los diversos tipos de tratamientos para blanquear los dientes y elegir juntos el procedimiento más indicado para su caso. Elegimos el tratamiento BlancOne Click (IDS) por sus características únicas: utiliza peróxido de carbamida al 16% (HP <6%) y permite realizar un mejoramiento veloz e indoloro sin necesidad de colocar ninguna protección sobre las encías. Por lo tanto, podemos hacerlo inmediatamente después de la higiene oral, reduciendo los tiempos y, en consecuencia, también los costos tanto del consultorio como del paciente. Además, debido al bajo porcentaje de peróxido utilizado, estamos seguros de efectuar un tratamiento delicado que no agrede de modo alguno las superficies dentales y no provoca la desagradable hipersensibilidad. La última peculiaridad, pero no por eso menos importante, es que ilumina la sonrisa sin alterar la armonía del rostro. El tratamiento

ha demostrado un poder blanqueador de aproximadamente 4-5 tonalidades, creando de esta forma un gradiente limitado respecto de retracciones, obturaciones y prótesis. Después de haber colocado el abridor bucal para separar los labios,



Figura 1. Colocación (sin protección gingival) del gel BlancOne Click.



¡Hemos reinventado el blanqueamiento dental para usted!

¡Sin protección gingival!
¡Inmediatamente después de la higiene dental!
¡En solo 10 minutos!



SE BUSCAN
agentes y distribuidores

a partir de **9.90 €** a tratamiento

Atraer nuevos clientes
Blanqueamiento veloz
Después de cada higiene dental
BlancOne CLICK (CP 16%) - 10'

Multiplique sus ganancias
Blanqueamiento completo en el consultorio
BlancOne TOUCH (CP 16%) - 20'
BlancOne ULTRA (HP 29%) - 12'

App BlancOne PRO

Fidelize a sus pacientes
Registro del tratamiento
Comunicación con el paciente
Mantenimiento personalizado

www.blancone.eu

Visítenos en



Hall 11.3
stand A-078



IDS SpA - Italy - 17100 Savona
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
Tel. +39 019 862083 - info@idsdental.it
www.ids dental.it

determinamos el color inicial confrontando los dientes con la escala de colores Vita y vemos que es A2. Luego, cubrimos en modo uniforme las superficies de la sonrisa con el

gel previamente mezclado, que es de un color rojo intenso; a continuación, colocamos frente a la boca la lámpara de arco BlancOne Arcus de modo tal que el haz de luz sea lo más

perpendicular posible a las superficies y activamos el gel durante 8 minutos. Al finalizar, se nota que éste se ha hinchado y está lleno de burbujas de oxígeno necesario para la

reacción química de oxidación. Por último, retiramos el gel y después de que el paciente se enjuaga bien los dientes, constatamos el color final, que es A1.

El paciente ha estado muy satisfecho con el resultado obtenido en tan poco tiempo, sin ningún efecto colateral y con un gasto mínimo, tanto que desea realizar el tratamiento BlancOne Click en cada visita de mantenimiento semestral. Esto demuestra que los tratamientos de blanqueamiento dental pueden ser también instrumentos válidos para la fidelización del paciente y un incentivo para el mantenimiento de la salud oral.



Figura 2. Gel BlancOne Click después de 8 minutos de foto activación con lámpara de arco.



Figura 3. Color inicial A2.



Figura 4. Color final A1.

3er CONGRESO BIENAL coem
Actualización Multidisciplinar en Odontología

10 y 11 de febrero de 2017 Kinépolis - Madrid

	Dr. Maurice Salama	> Prótesis
	Dr. Christian Coachman	> Odontología Digital
	Dr. William Arnett	> Cirugía Ortognática y Ortodoncia
	Dr. Federico Ferraris	> Estética
	Dr. Giovanni Zucchelli	> Implantes y Periodoncia
	Dr. Ove Peters	> Endodoncia
	Dr. Stéphane Simon	> Endodoncia y Odontopediatría

Y además... PROGRAMA DE EVENTOS PARALELOS

Más información en: www.coem.org.es/congreso2017

coem
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región

FIE: 5 días de Implantología. Nueva fecha: Mayo 2017

Por DT Spain

El curso FIE "5 días de Implantología" que imparte el Dr. Pedro Peña en Madrid (Director de Forum Implantológico Europeo) ABRE LA MATRICULACIÓN PARA SU PRIMERA CONVOCATORIA DE 2017. LA NUEVA FECHA SERÁ 8-12 de MAYO.

Como siempre, este curso intensivo de inmersión en implantología ofrece 5 días de prácticas, cirugías en directo y teórica sobre las técnicas más innovadoras del sector.

FIE cuenta con más de 15 años de experiencia en formación de Implantología y se enorgullece de haber ayudado a mejorar la práctica diaria de todos sus alumnos.

"FIE es el curso ideal para tener los conceptos claros, y saber afrontar los casos, desde el más sencillo, hasta el más complejo. Lo recomiendo a todos aquellos que quieran iniciarse en la implantología.

El Dr. Peña es un gran profesor. Gracias a su enseñanza y apoyo puedo disfrutar plenamente de mi profesión y ofrecer a mis pacientes la mejor opción... en definitiva, de los pocos cursos que merecen la pena, lo recomiendo al 100%". Dr. Ramón Palomero Lagner. Pamplona.

Más información: info@forumimplantologicoeuropeo.es

DT

