









Portfolio Trattamenti Sbiancanti

		TIPOLOGIA TRATTAMENTO	PRINCIPIO ATTIVO	PROTOCOLLO STANDARD	EFFICACIA TIPICA	FREQUENZA CONSIGLIATA
IN STUDIO	Sbiancamento veloce 	In studio Veloce	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	1 Ciclo da 10 minuti*	4/5 tonalità	4/6 volte all'anno
	Sbiancamento intensivo 	In studio Cosmetico	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	3 Cicli da 8 minuti*	6/7 tonalità	1/2 volte all'anno
		In studio Medicaale	Perossido di Idrogeno 29%	4 cicli da 4 minuti*	Fino a 10 tonalità	1 volta ogni 1/2 anni
A CASA		Domiciliare Diurno	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	2-3 ore al giorno per 1/2 settimane	1 settimana 4/5 tonalità	1 settimana 2/4 volte all'anno
		Domiciliare Notturno	Perossido di Carbamide 10% (HP 3,5%)	Tutta la notte per 1/2 settimane	2 settimane 6/7 tonalità	2 settimane 1/2 volte all'anno
	Mantenimento 	Programma Mantenimento 3 mesi	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	STICK: per 4 settimane** DUETTO: uso quotidiano	1/2 tonalità	2/4 volte all'anno

* foto attivazione con lampada da Sbiancamento BlancOne Arcus

** 2 settimane iniziali il primo mese + 1 settimana mensile nei mesi successivi